

AEDの点検をしていますか？

緊急時に、AED(自動体外式除細動器)を正常にご使用いただくために、日頃からAEDの点検をお願いいたします。

また、バッテリー等には使用期限や寿命があり、設置してから日時が経過している場合には、注意が必要です。

いざというときに、AEDをきちんと使用できるように、AEDの設置者は、特に以下の点に注意して、日常点検等の実施をお願いいたします。

1. インジケータの確認

AEDには、AEDが正常かどうかを示すインジケータ*が付いています。

点検担当者は、日常点検として、このインジケータの表示を日常的に確認・記録してください。

※AEDの状態を確認するためのランプや画面

2. 電極パッドやバッテリーの交換

AEDの電極パッドやバッテリーには、使用期限や寿命があります。

AEDを正常に作動させるために、これらの消耗品の交換時期を表示ラベル*で把握し、適切に交換してください。

※各製造販売会社より、購入店等を通じて提供されます。

【参考】

「自動体外式除細動器(AED)の適切な管理等の実施について」(厚生労働省ホームページ)

<http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/04/h0401-4.html>

【連絡先】 北海道保健福祉部医療政策局医療薬務課
〒060-8588
札幌市中央区北3条西6丁目
TEL 011-231-4111 (代表) 内25-326